

DARSONVAL DERMA +4 ELEKTRODY

MODEL: AG453



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup urządzenia.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje podstawowe

D'Arsonval - Derma Wand wytwarza ozon (O₃), czyli wzbogacony tlen, który posiada właściwości oczyszczające, złuszcza martwy naskórek i doskonale usuwa bakterie z powierzchni skóry. Wystarczy kilka minut dziennie, by wyglądać młodziej i zdrowiej.

Cechy produktu:

- Rewolucyjne urządzenie kosmetyczne, które może być używane zarówno w domu jak i w profesjonalnych salonach kosmetycznych.
- Urządzenie to służy do elektroterapii z wykorzystaniem zalet oddziaływania prądów D'arsonvala.
- Urządzenie produkuje w miejscu zetknięcia peloty (wymienna końcówka urządzenia) ze skórą ozon, czyli wzbogacony tlen trój-cząsteczkowy (O₃). Jest on całkowicie bezpieczny i od lat skutecznie stosowany w walce z wieloma problemami skórnymi takimi jak: wypryski, egzemy, blizny, trądzik, odbudowy skóry itp.
- Urządzenie bardzo wygodne w użyciu, o nowoczesnym designu.
- Znakomicie oszczędza Twój czas i pieniądze - od dzisiaj możesz wykonać zabieg w domowym zaciszu. Efekty będą widoczne już po pierwszym użyciu!

Korzyści:

- Delikatnie ujędźnia i wygładza skórę
- Widocznie redukuje zmarszczki (efekt liftingu)
- Poprawia ukrwienie skóry
- Ściąga rozszerzone pory

- Posiada działanie bakteriobójcze (naturalna dezynfekcja terapią ozonową)
- Hamuje wydzielanie sebum
- Silnie pobudza procesy regeneracji i odnowy skóry
- Walczy ze zmianami trądzikowymi
- Stymuluje złuszczenie martwego naskórka
- Przywraca zdrowy promienny wygląd cery

Specyfikacja:

- Moc: 10W
- Zasilanie: 110-240V (50-60Hz)
- Regulacja intensywności działania: tak
- Wymiary: 25x4x3,5cm
- Długość kabla: 1,6m
- Kolor: biały

W zestawie:

- Urządzenie Darsonval derma wand
- Elektroda "grzybek" - twarz, dekolt,plecy- powierzchowna dezynfekcja skóry, zamykanie porów,
- Elektroda "grzebień" - przeznaczona specjalnie do skóry głowy,
- Elektroda Łezka oraz Końcówka punktowa - do stosowania w trudno dostępnych miejscach,
- Instrukcja obsługi

2. Obsługa

1. Przygotuj cerę do zabiegu, powierzchnia ciała powinna być sucha (mokra sprawi, że pelota może pęknąć).
2. Suchymi dłońmi wyjmij urządzenie z opakowania i ustaw włącznik w pozycji wyłączony.
3. Włóż wybraną elektrodę do gniazda w urządzeniu. **Uwaga: nigdy nie wyjmuj/wsadzaj elektrody gdy urządzenie jest włączone!**
4. Podłącz urządzenie do sieci 220V i za pomocą pokrętki/włącznika wykonując jego obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara uruchom urządzenie (usłyszysz charakterystyczny dźwięk kliknięcia) oraz ustaw jego moc, zacznij od najmniejszych wartości, im dalej w prawo tym moc darsonwala / derma wand będzie większa. Urządzeniem nie należy dotykać metalowych przedmiotów. Przed zabiegiem, osoba u której wykonywany jest zabieg powinna zająć wszelkie metalowe elementy np. biżuterię.
5. Przyłóż pelotę (szklaną końcówkę darsonwala) do skóry i dostosuj moc pracy urządzenia, przesuwaj pelotę w wybranych partiach ciała. Podczas zabiegu odczuwalne jest lekkie mrowienie / podszczypywanie.
6. Chroń oczy podczas zabiegu ponieważ ozon wytwarzany przez urządzenie jest szkodliwy dla wzroku. Podczas zabiegu na skórze mogą znajdować się kosmetyki (takie jak np. maseczki), jednakże tylko oleiste (nie na bazie wody) bez zawartości spirytusu.
7. Aby uniknąć efektu iskrzenia prądu darsonwala (choć taka forma wykonywania zabiegu także jest możliwa i prawidłowa) przed przyłożeniem peloty do skóry należy ustawić najniższe natężenie mocy, a następnie po przyłożeniu peloty do skóry, stopniowo je zwiększać. Przed zabraniem peloty od skóry, należy ustawić moc urządzenia na minimum, wyłączyć urządzenie i wtedy dopiero wtedy odsunąć pelotę od skóry.
8. Zabieg powinien trwać 5-10minut 1 lub 2 razy w ciągu dnia.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji.

UWAGA !

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEGO INSTRUKCJAMI. PAMIĘTAJ POSTĘPOWANIE NIEZGODNE DO ZALECEŃ NARUSZA TWOJE PRAWO DO ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

- Urządzenie jest zasilane napięciem z sieci 230V. Wszelkie uszkodzenia przewodów i

obudowy zagrażają użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą spowodować poważne uszkodzenie sprzętu oraz powstanie pożaru.

- Nie podłączać ani nie obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od źródła zasilania.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.

Przeciwwskazania do stosowania urządzenia:

- trądzik różowaty
- teleangiektazje
- stany alergiczne skóry
- ciąża (nie wolno wykonywać i mieć wykonywanych zabiegów)
- nadciśnienie
- obrzęki
- nadpobudliwość nerwowa
- choroby serca
- przerwana ciągłość skóry
- gorączka
- astma
- choroby układu nerwowego
- padaczka
- metalowe implanty
- strach przed prądem

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem:

<http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.