

## ALKOMAT Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM

1. Ustnik
2. Przycisk włączający
3. Wyświetlacz LCD
4. Komora na baterie

### Opis:

1. Cyfrowy test alkoholowy z dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym
2. Rozpiętość: 0.00-0.19% BAC i 0.0-1.9g/l
3. Szybki wynik
4. Automatyczne wyłączenie się
5. Ustnik
6. Przyciski
7. 2 baterie alkaliczne AAA

### Instalowanie baterii:

1. Otwórz komorę na baterie przesuwając pokrywę w tył
2. Włóż 2 baterie alkaliczne AAA ( UM-4) zwracając uwagę na odpowiednie ustawienie biegunów
3. Zamknij komorę na baterie

### Sposób użytkowania alkomatu:

#### Uruchamianie

1. Wciśnij przycisk włączający raz, wyświetlacz LCD włączy się sygnalizując gotowość do pracy jednym sygnałem dźwiękowym
2. Na wyświetlaczu pojawi się symbol gotowości do pracy i rozpocznie się odliczanie od 10 do 00 co oznaczające gotowość urządzenia do pracy

#### Uwaga:

-Jeśli pierwsza próba uruchomienia przyrządu nie powiedzie się tester zresetuje się automatycznie i rozpocznie przygotowanie do pracy 1-3 razy

- Zawsze jest spora ilość różnych zanieczyszczeń zgromadzonych na testerze gdy jest on wyjęty z opakowania po raz pierwszy lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas, sensor wymaga wtedy dłuższego czasu do oczyszczenia i uruchomienia, należy wtedy wcisnąć ponownie przycisk, w razie konieczności czynność powtórzyć.

#### Test:

1. Gdy przyrząd gotowy jest do pracy, na wyświetlaczu ukaże się symbol „dmuchaj” i zacznie się odliczanie od 10 do 00 wskazujące na to, że tester jest ustawiony na tryb testowania
2. Dmuchać w ustnik przez około 3-5sek
3. Na wyświetlaczu LCD odczytaj wynik
4. Wyświetli się symbol „Ostrzeżenie” gdy poziom alkoholu wynosi :  
Symbol: prostokąt ze znakiem 0.02%BAC (lub 0.2g/l) do 0.5%BAC (lub 0.5g/l)  
Symbol: prostokąt 0.5BAC (lub 0.5g/l) do 0.08% BAC (lub 0.8g/l)
5. Symbol „Niebezpieczeństwo” wyświetli się i będzie sygnał dźwiękowy gdy poziom alkoholu wynosi:  
Symbol: prostokąt ze znakiem: 0.05%BAC (lub 0.5g/l) lub powyżej  
Symbol : prostokąt : 0.08%BAC (lub 0.5g/l) lub powyżej

#### Automatyczne wyłączenie się:

1. Wynik testu wyświetla się przez około 10sek, po tym czasie pojawi się symbol „Wyłączone” przez około 2-3sek i urządzenie wyłączy się
2. Urządzenie wyłączy się automatycznie

3. Jeśli przez 10sek nie będzie badania poziomu alkoholu , na wyświetlaczu pojawi się wynik 0.00%BAC i 0.0g/l przez 10sek i po tym czasie urządzenie wyłączy się automatycznie

Uwaga:

Aby otrzymać dokładny wynik testu badanie alkomatem należy powtórzyć 2-3 krotnie

Wymiana baterii:

Jeśli wyświetlacz LCD miga wskazuje to na słabe baterie i należy je wymienić na 2 nowe baterie alkaliczne AAA

Specyfikacja:

Czujnik: zaawansowany technicznie półprzewodnik

Rozpiętość : 0.00%-0.19BAC(0.0-1.9g/l)

Dokładność: 0.01%BAC (0.1g/l)

Zasilanie: 2x1.5VAAA baterie alkaliczne

Czas działania: rozruch: 10sek, odpowiedź: <5sek

Automatyczne wyłączanie się urządzenia: około 1min

Wymiary: 118x70x28

Uwaga:

- po wypiciu alkoholu należy odczekać 20 min przed badaniem ponieważ jest to czas potrzebny na przeniknięcie alkoholu do krwi i usunięcie go z jamy ustnej
- aby otrzymać wiarygodny wynik nie należy robić ponownego testu w ciągu następnych 3min
- nie należy palić ani jeść na 20min przed testem
- nie należy używać środków chemicznych do czyszczenia alkomatu
- nie należy wdmuchiwać żadnych płynów do ustnika
- nie należy w pobliżu używać środków takich jak farby, alkohol, środki owadobójcze
- nie trzymać alkomatu w środowisku zanieczyszczonego powietrza
- wynik podany w BAC jest tylko odnośnikiem, producent nie bierze odpowiedzialności prawnej